


LOW PROFILE MINI Bracket “Ophro”

- Sehr niedriges Profil mit glatten abgerundeten Ecken für maximalen Patientenkomfort
- Ein-Stück-Bracket gefertigt in höchster Präzision
- 17-4PH Edelstahl
- Rhomboide Form
- Mit Häkchen lieferbar
- Farbcode
- 80er Mesh Pad

LOW PROFILE MINI Bracket “Ophro”

- Low profile with smooth swept tie-wings for maximum patient comfort
- MIM technology
- 17-4PH stainless steel
- Rhomboide shape
- With hooks available
- Color code for easy identification
- 80 guage mesh


Ein-Stück-Bracket (MIM technology)



Rhomboide Form

80er Mesh Pad

Niedriges Profil mit abgerundeten Ecken



Mit Häkchen lieferbar



Farbcode

Mini Bracket “Ophro” Kits

ROTH

MBT

OK / UK 5-5 Upper/Lower 5-5	.018"	.022"	.018"	.022"
no hooks	KIT12-212-00	KIT12-222-00	KIT12-312-00	KIT12-322-00
U/ L3 w/hooks	KIT12-212-00CHK	KIT12-222-00CHK	KIT12-312-00CHK	KIT12-322-00CHK
U/L3,4,5 w/hooks	KIT12-212-00CBCHK	KIT12-222-00CBCHK	KIT12-312-00CBCHK	KIT12-322-00CBCHK