

# INTRA - / EXTRAORAL

## Dynamische Gesichtsmaske

- Ergonomisch geformt
- Mit Mittelsteg
- 3-fach verstellbar

### Farben Colors

blau / blue .....	M0772-01
rot / red .....	M0772-01R

### Art.-Nr.

## Dynamic Face Mask

- Vertical adjustment



## Gesichtsmaske „Delaire“

- Inkl. Stellschlüssel und Ledereinsätze für Stirn- und Kinnpartie

### Farben Colors

	Art.-/Groß	Art.-/Klein
beige .....	M0776-00	M0774-00
rot / red .....	M0776-00R	M0774-00R
gelb / yellow .....	M0776-00G	M0774-00G
grün / green .....	M0776-00V	M0774-00V

## Face Mask „Delaire“



## Kopfbügel mit Kinnkappe

- High-Pull, um Progenie zu korrigieren.
- Die Kopfbügel sind regulierbar mit Polyesterstreifen und luftdurchlässigen Kinnkappen, die Exantheme auf dem Kinn verhindern
- Elastische, regulierbare blaue Seitenbänder

### Art.-Nr.

Kopfbügel .....	M0790-00
-----------------	----------

## Headgear with Chin Chap

- For correction of Class III malocclusions with prognathism of the mandible

